

友和嚴選

捍衛蛋白質 一錠成功

JUN. 20. - Aug. 31 2022



蛋白酶抑制劑



cOplete™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets

- ✓ 眾多文獻引用，羅氏經典熱門產品。
- ✓ 完整保護-抗多種蛋白酶，提高完整蛋白質產量。
- ✓ 一錠搞定，配製成溶液溶解快速且方便。

種類	w/ EDTA	EDTA free	包裝	Vol. for 1 Tab
cOplete 一般型	04693116001	04693132001	EASYpacks 20 Tab.	up to 50 ml
	11697498001	11873580001	Glass vials 20 Tab	up to 50 ml
	11836145001	05056489001	Glass vials 3 × 20 Tab.	up to 50 ml
	04693124001	04693159001	Mini EASYpacks 30 Tab.	up to 10 ml
	11836153001	11836170001	Mini glass vial 25 Tab.	up to 10 ml
cOplete ULTRA 加強防護型	05892988001	05892953001	Glass vials 2 × 10 Tab.	up to 50 ml
	05892970001	05892791001	Mini EASYpack 30 Tab.	up to 10 ml

cOplete 一般型 V.S. cOplete Ultra 加強型

抑制蛋白酶種類	抑制表現				母液 (stock)	
	絲胺酸 (Ser) 蛋白酶	半胱胺酸 (Cys) 蛋白酶	天門冬胺酸 (Asp) 蛋白酶	金屬 蛋白酶	穩定性	濃度
cOplete ULTRA Tablets, EDTA free	+++	++	+		++	2X
cOplete ULTRA Tablets	+++	++	+	+	++	2X
cOplete Tablets, EDTA free	++	+			+++	25X
cOplete Tablets	++	+		+	+++	25X



友和嚴選

捍衛蛋白質 一錠成功

JUN. 20. - Aug. 31 2022

Protect Your Protein 單筆訂單滿額贈活動

滿1萬



滿2萬



滿3萬



滿5萬



首購滿萬



滿額或首購滿萬送以上贈品乙個，贈品由台灣默克提供，數量有限，送完為止，已享大量優惠者恕不參與此活動方案

磷酸酶抑制劑

PhosSTOP Phosphatase Inhibitor Cocktail Tablets

- ✓ 錠狀包裝，可直接使用，安全、省時。
- ✓ 立即保護避免被多種磷酸酶所分解。




品號	品名	Vol. for 1 Tab
----	----	----------------


04906845001	PhosStop, 10 Tab	10ml
-------------	------------------	------

04906837001	PhosStop, 20 Tab	10ml
-------------	------------------	------

W/O PhosSTOP W/ PhosSTOP



WB實驗過程
保護蛋白質
不被降解



有效防護
磷酸酶
IHC 實驗
更成功