

那些年一起追的純度

高

度

分

離

分

得

乾

淨



純

化

矽

膠

立 | 即 | 訂 | 購



加購價



現貨供應 促銷開跑!



高品質矽膠

- 顆粒大小均勻
- pH值中性
- 含水量低
- 批次間再現性高

品號	XR-IMK-111567-25KG	XR-IMK-110832-25KG
粒徑	40-63 μm	60-230 μm
孔徑	60 \AA	
應用	用於粗分化合物， 適合填充於 Open column 或 MPLC	

TLC片

- 樣品前處理簡單
- 通過 UV顯色即可觀察結果
- 在相同條件下可同時分析許多樣品
- 矽膠品質高，再現性高

品號	XG-IMK-105715-1PK	XR-IMK-105554-1PK
基板材質	玻璃	鋁片
層厚	210 - 270 μm	175 - 225 μm
孔徑	60 \AA	
F254	有	
尺寸	20 x 20 cm x 25 pcs	

購買純化矽膠25kg 1桶 即可半價加購TLC片 1盒

DM11408004



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL: (02) 2600-6699 FAX: (02) 2600-0799
◆新竹 TEL: (03) 658-0508 FAX: (03) 658-0509
◆台中 TEL: (04) 2355-2008 FAX: (04) 2355-2006
◆嘉義 TEL: (05) 277-2262 FAX: (05) 277-2263

◆台南 TEL: (06) 249-5488 FAX: (06) 249-5499
◆高雄 TEL: (07) 374-8686 FAX: (07) 374-8585
◆花蓮 TEL: (03) 836-0065 FAX: (03) 836-0075
www.uni-onward.com.tw

