

天涼好個秋

HPLC管柱



中秋好康好禮大放送!

最熱銷HPLC、UPLC、LC-MS分析/製備管柱 好禮買就送!

1. 任買分析型Column 1 支，即送“4L 甲醇”1瓶。
2. 任買分析型Column 2 支，即送“友和購物卷500元 X 2”
(可直接抵用)
3. 任買分析型Column 3 支，即送價值7000元之
“便利型手轉式過濾螺帽1 pack(10個)”。
4. 任買製備型Column 1 支，即送價值7000元之
“便利型手轉式過濾螺帽1 pack(10個)”。
5. 本贈禮活動期限至2018年11月30號。



分析級甲醇



友和購物卷



便利型線上過濾裝置(Precolumn)
手轉式匹克螺帽型(2.0um 濾片)
(品號：SU-55215U)

● HPLC Columns



品號	品名
SU-581325-U	Ascentis C18 5UM 25CMX4.6MM
SU-581324-U	Ascentis C18 5UM 15CMX4.6MM
SU-568523-U	DISCOVERY HS C18 5UM 25CMX4.6MM
SU-568522-U	DISCOVERY HS C18 5UM 15CMX4.6MM
SU-581616-U	Ascentis Phenyl 5UM 15CMX4.6MM(TFDA人工甘味劑公告方法專用管柱)
SU-581425-U	Ascentis C8 5UM 25CM X 4.6MM
SU-581424-U	Ascentis C8 5UM 15CM X 4.6MM
SU-581513-U	Ascentis SI(HILIC) 5UM 25CMX4.6MM

● Core-Shell Columns(實心核高效能 HPLC管柱)



品號	品名
SU-50538-U	Ascentis Express C18 5um, 25cm X 4.6mm
SU-50537-U	Ascentis Express C18 5um, 15cm X 4.6mm
SU-53827-U	Ascentis Express C18 2.7um, 10cm X 4.6mm
SU-50811-U	Ascentis Express C18 2.5um, 5cm X 2.1mm 專用於UHPLC

優點：新科技高成本製造材料。省時、省錢、省溶劑、高解析高板數、堅固耐操、能用於大部分HPLC系統，堪稱為管柱中的UPLC

● UPLC Columns



NEW

品號	品名
SU-577122-U	Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 5cm X 2.1mm
SU-577124-U	Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 10cm X 2.1mm

HPLC 製備級胖管柱 夏末秋分特價放送中!



● 製備(大胖)/半製備級(小胖) HPLC Columns

品號	品名
SU-581347-U	ASCENTIS C18 5UM 25CM X 21.2MM 天然藥物純化製備專用，深獲各大學天然物相關研究所好評!
SU-581343-U	ASCENTIS C18 5UM 25CM X 10.0MM 天然藥物純化製備專用，生藥研究所指定使用!
SU-581515-U	ASCENTIS SI(HILIC) 5UM 25CM X 21.2MM 材質純 Silica gel，正逆雙相製備級管柱，相容有機溶劑及水相溶劑!
SU-581514-U	ASCENTIS SI(HILIC) 5UM 25CM X 10.0MM 材質純 Silica gel，正逆雙相半製備級管柱，相容有機溶劑及水相溶劑!
SU-568230-U	DISCOVERY BIO WIDE-PORE C18 5UM 25CM X 10MM 蛋白質、peptide分離純化專用C18半製備管柱

● 製備級管柱樣品容許量參考表

Determining Sample Capacities for Preparative Columns

Column Type	I.D.(mm)	Optimum Flow Rate(mL/min)	Optimum Capacity	Max. Analytical Capacity	Max. Purification Multiplier*
Analytical	4.6	0.7	200 ug	1 mg	1
Semi-Prep	10	3.4	1 mg	5 mg	4.8
Preparative	21.2	14.8	4.2 mg	21 mg	21.2
Preparative	50.0	85.4	24 mg	122 mg	122

*Relative to 4.6 mm I.D. column

DM10709006



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699 FAX:(02)2600-0799
◆新竹 TEL:(03)658-0508 FAX:(03)658-0509
◆台中 TEL:(04)2355-2008 FAX:(04)2355-2006
◆嘉義 TEL:(05)2238-001 FAX:(05)2233-519

◆台南 TEL:(06)249-5488 FAX:(06)249-5499
◆高雄 TEL:(07)347-7776 FAX:(07)347-1245
◆花蓮 TEL:(03)836-0065 FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

