

PTT
篇

PCR-Cooler Tips Tubes

特惠
攻略

昱昌
材料

昱昌材料科技精選 Sorenson、

Fisherbrand、Biosigma 等熱賣耗

材，讓您實驗經費省很大。

★活動日期：107/10/24~107/12/28止。



Eppendorf PCR-Cooler 暨 IsoTherm-System® 限量優惠

eppendorf

★Eppendorf PCR-Cooler 含有一種溫度指示劑，當溫度超過 7°C 時，會變色。使用前倒置放-20°C 冰箱 2 小時後使用，可使整個 96-well plate 或 0.2ml sample 保持在 0°C 超過 2 小時，確保樣品安全。

★Eppendorf IsoPack(冰盒)有兩種：(使用前放-20°C 冰箱 2 小時後使用)白色冰盒可在 0°C 保持長達 6 小時。藍色冰盒可在-21°C 保持長達 3 小時。

| 序號 | 品號 | 規格 | 合購價 |
|----|----------------|--|----------------------|
| A1 | EPP-3881000015 | PCR-Cooler 0,2 ml Starter Set (1x pink, 1x blue) | 任選 2 組 特惠 6,000 元 |
| A2 | EPP-3880001166 | IsoPack and IsoRack Set, for 1.5/2.0 ml tubes, 0 °C | 限量 5 組 |
| A3 | EPP-3880001174 | IsoPack and IsoRack Set, for 1.5/2.0 ml tubes, -21 °C | |



Sorenson Bulk Tips 美國原裝微量吸管尖

Sorenson™
BioScience, Inc

★100% Sorenson 美國鹽湖城製造包裝直接出口到台灣。

★100% pure virgin polypropylene.

★RNase/DNase-Free、Non-Pyrogenic.


★Human DNA & PCR Inhibitor-Free.

凡購買一箱 Tips 即可用 300 元加購
原價 1,050 元 品號 SOR-15360-PK
200ul 黃色款 盒裝 10 盒~

1250ul Tips
長度 102mm
是業界最長，
是您吸取
15ml 與 50ml
離心管底部液
體的好幫手。



| 序號 | 品號 | 最大吸取量 | 長度 mm | 1 箱 10 包 |
|-----|---------------|------------|-------|----------|
| A4 | SOR-23580-1CS | 10ul | 28.8 | 1000 支/包 |
| A5 | SOR-37650-1CS | 加長型 10ul | 45 | 1000 支/包 |
| A6 | SOR-15720-1CS | 200ul | 50.6 | 1000 支/包 |
| A7 | SOR-15730-1CS | 200ul、黃色 | 50.6 | 1000 支/包 |
| A8 | SOR-31770-1CS | 300ul | 59 | 1000 支/包 |
| A9 | SOR-30800-1CS | 加長型 300ul | 77.8 | 1000 支/包 |
| A10 | SOR-10040-1CS | 1000ul、藍色 | 72.3 | 1000 支/包 |
| A11 | SOR-10190-1CS | 1000ul | 72.3 | 1000 支/包 |
| A12 | SOR-31610-1CS | 加長型 1250ul | 102 | 768 支/包 |





15mL & 50mL Centrifuge Tube 離心管



- ★瓶身材質為virgin PP符合USP，Class VI，可耐溫-80°C~121°C。
- ★皆Non-pyrogenic ★滅菌等級為SAL 10⁻⁶。
- ★瓶蓋材質為virgin HDPE 符合USP，Class VI。
- ★瓶身黑色刻度誤差±2%並與大面積白色書寫區，不易掉色。
- ★50mL尖端刻度從0.5mL~3mL每隔0.5mL一條白色刻度，瓶身5~52.5mL每隔2.5mL一條黑色刻度線。
- ★15mL尖端刻度從0.1mL~1mL每隔0.1mL一條白色刻度，瓶身1.5~15mL每隔0.5mL一條黑色刻度線。
- ★圓錐型15mL & 50mL RCF可達12,000xg，站立式可達6,000xg。
- ★1箱500支，每包25支裝且為重複開合之ZIP開口設計，袋身有批號與有效期標示。




| 序號 | 品號 | 品名規格 | 優惠方案 |
|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| B1 | AGC-CFT011150-1CS | 15mL 離心管, 已滅菌, 25支/包, 500支/箱 | 任買 3 箱送 1 箱 送價格低者 |
| B2 | AGC-CFT011500-1CS | 50mL 離心管, 已滅菌, 25支/包, 500支/箱 | |
| B3 | AGC-TUBE-50ML-1CS | 站立式 50mL 離心管, 已滅菌, 25支/包, 500支/箱 | |



Fisherbrand Glass Pasteur Pipets 巴斯特玻璃滴管 Fisherbrand

- ★Fisherbrand是美國製造，Soda Lima Glass。
- ★滴管收口平整且管徑均一。



| 序號 | 品號 | 品名規格 | 優惠方案 |
|----|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| B4 | FS-136786A-1PAK | Fisherbrand™ 巴斯特玻璃滴管, 146mm, 250支/盒 | 任買 3 箱送 1 箱 送價格低者 |
| B5 | XG-Z-AK72050I-00230 | Kimble™ ISO 巴斯特玻璃滴管, 230mm, 250支/盒 | |



Biosigma Microcentrifuge Tube 微量離心管



- ★Biosigma 義大利製造，PP 材質，符合98/79/CE與 IVD認證。
- ★human DNA/DNase/RNase/Pyrogen/ATP/PCR inhibitors free.
- ★Autoclavable，溫度範圍-80°C to 121°C。
- ★1.5ml 與2.0ml可承受25,000xg 或16,400 rpm。



1.5 ml
順手好開型



2.0 ml
子彈底型

| 序號 | 品號 | 品名規格 | 包裝 |
|-----|-----------------|--------------------|------------------|
| B7 | BIS-CL022B-1CS | 1.5ml 微量離心管, 順手好開型 | 1000 管/包, 10 包/箱 |
| B8 | BIS-CL022B-1BG | | 1000 管/包 |
| B9 | BIS-CL0269B-1CS | 2.0ml 微量離心管, 子彈底型 | 1000 管/包, 8 包/箱 |
| B10 | BIS-CL0269B-1BG | | 1000 管/包 |

DM10710005

本公司保留價格變動權利



昱昌材料科技股份有限公司
Flamegold Material Corporation

◆台北 TEL:(02)2600-6699 FAX:(02)2600-0799
 ◆新竹 TEL:(03)658-0508 FAX:(03)658-0509
 ◆台中 TEL:(04)2355-2008 FAX:(04)2355-2006
 ◆嘉義 TEL:(05)2238-001 FAX:(05)2233-519

◆台南 TEL:(06)249-5488 FAX:(06)249-5499
 ◆高雄 TEL:(07)347-7776 FAX:(07)347-1245
 ◆花蓮 TEL:(03)836-0065 FAX:(03)836-0075

—— 客服專線：(02)2600-0611 ——