

高品質胎牛血清



友和貿易提供最齊全的FBS血源產地, 高品質的血清檢驗把關, 滿足各種科學研究或是生技藥廠客戶各種需求。

澳洲FBS



12007C (Australia)

北美FBS



12103C (USA)



F0926 (Mexico)

- ✓ 低內毒素/低血紅素
- ✓ 超低 Bovine IgG
- ✓ γ -irradiated 去活化病毒
- ✓ Tetracycline Free
- ✓ GMP Grade
- ✓ 12項牛隻病毒檢驗
- ✓ 通過各種無菌試驗保證無細菌, 黴菌與黴漿菌污染
- ✓ 疫苗開發強力推薦

- ✓ 低內毒素/低血紅素
- ✓ Endotoxin <0.5 EU/ml, Hemoglobin <13mg/dL
- ✓ 高品質控管: 通過12項牛隻病毒檢驗
- ✓ 採用0.1 μ m 濾膜過濾3次
- ✓ 通過各種無菌試驗, 保證無細菌, 黴菌與黴漿菌污染
- ✓ 適合各種類型細胞生長

UNI-ONWARD 友和貿易

~各類FBS現貨供應中請洽各區業務~