

His-tagged Protein 純化的專家



膠體 & 預裝管柱 種類最多最齊全，滿足您各種樣品需求

產品名	Chelating Sepharose FF / HP	IMAC Sepharose 6 FF/ HP	Ni Sepharose 6 FF / HP	Ni Sepharose Excel	TALON Superflow	His Mag Sepharose Ni	His Mag Sepharose Excel
主要特色	IDA 修飾,最經濟, 螯合多種二價金屬離子 / 高解析度	NTA 修飾 最經濟,使用彈性 / 高解析度	高結合力的經典款 / 高解析度	超耐嚴苛環境, 適合真核外泌蛋白純化	高專一性	操作快速簡便, 適合小量篩選純化	超耐嚴苛環境, 適合真核外泌蛋白純化
膠體材質	Highly cross-linked 6% spherical agarose					瓊脂糖 磁珠 (5% slurry)	
Pre-charged ion	No	No	Nickel	Nickel	Cobalt	Nickel	Nickel
顆粒大小	90um/ 34um	90um/ 34um	90um / 34um	90 um	60-160um	37 - 100 μm	63um
蛋白結合能力	N/A	~ 40mg/ml	~ 40mg/ml	> 10mg/ml	20mg/ml	50 mg/ml	> 10mg
最大流速	370 cm/h	600 cm/h	150 cm/h	600 cm/hr	2000 cm/h	N/A	N/A
pH 穩定度	操作: 3-12 清洗: 2-14	操作: 3-12 清洗: 2-14	操作: 3-12 清洗: 2-14	操作: 2-12 清洗: 2-14	操作: 3-12 清洗: 2-14	操作: 2-12	

品名/包裝	包裝	品號
Chelating Sepharose FF	50 ml	17057501
Chelating Sepharose HP	50 ml	90100124
	25 ml	17092107
IMAC Sepharose 6 FF	100 ml	17092108
	1L	17092109
Ni Sepharose 6 FF (Fast Flow)	25ml	17531801
	100ml	17531802
	500ml	17531803

品名/包裝	包裝	品號
Ni Sepharose HP	25 ml	17526801
	100 ml	17526802
Ni Sepharose Excel	25 ml	17371201
	100 ml	17371202
	500 ml	17371203
TALON Superflow	10 ml	28957499
	50 ml	28957502
His Buffer Kit	1KIT	11003400

品名/包裝	包裝	品號
His Mag Sepharose Ni (磁珠)	1ml x 2	28967388
	1ml x 5	28967390
	1ml x 10	28979917
His Mag Sepharose Excel (磁珠)	1ml x 2	17371220
	1ml x 5	17371221
	1ml x 10	17371222



GE Authorized Distributor in Taiwan

His-tagged Protein 純化的專家

預裝管柱種類最多最齊全



His SpinTrap



- 小量樣品
- 快速離心操作
- Gel be: 100UL

HisTrap/HiTrap



- 可手動(針筒)操作
- 可上機
- 可串聯增加上樣量

HisTrap/HiTrap Crude




- Crude 款式之管柱經特殊設計，蛋白樣品無須離心，移除細胞碎片，即可直接上樣，超省時~

HisPrep



- 上機使用
- Gel bed: 20ml

GraviTrap



- 重力法手動操作
- 僅需 20 分鐘
- Gel bed: 1ml

填充膠體	品名/預裝柱型式	包裝	品號
Ni Sepharose 6 FF	HisTrap FF	5 x 1 ml	17531901
		5 x 5 ml	17525501
	HisTrap FF Crude	5 x 1 ml	11000458
		5 x 5 ml	17528601
		1KIT	28401477
	His GraviTrap	10 x 1 ml	11003399
KIT (含 His GraviTrap x 2Pak + His Buffer Kit x 1Pak)		28401351	
HisPrep FF 16/10	HisPrep FF 16/10	1 x 20 ml	28936551
		5 x 1 ml	17524701
		1 x 5 ml	17524801
Ni Sepharose HP	HisTrap HP	5 x 5 ml	17524802
		1 x 1 ml	29048586
Ni Sepharose Excel	HisTrap Excel	5 x 1 ml	17371205
		5 x 5 ml	17371206

填充膠體	品名/預裝柱型式	包裝	品號
TALON Superflow	His SpinTrap TALON	50 x 0.1ml	29000593
		1 x 1 ml	29048565
	HiTrap TALON Crude	5 x 1 ml	28953766
		5 x 5 ml	28953767
Chelating Sepharose HP	His GraviTrap TALON	10 x 1 ml	29000594
		5 x 1 ml	17040801
IMAC sepharose 6 FF	HiTrap Chelating HP	1 x 5 ml	17040901
		50 x 100ul	28401353
IMAC sepharose 6 FF	His SpinTrap	Kit (His SpinTrap x 1Pak + buffer kit x 1Pak)	28932171
		5 x 1 ml	17092102
	HiTrap IMAC FF	5 x 5 ml	17092104
		5 x 1 ml	17092003
HiTrap IMAC HP	HiTrap IMAC HP	5 x 5 ml	17092005

GE Authorized Distributor in Taiwan



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.

客服專線：(02) 2600-0611

244 新北市林口區文化一路一號93號3F-2
324A 桃園縣平鎮市太平東路2號
302 新竹縣竹北市幸福街9號1樓
407 台中市西屯區廣和路18-1號
600 嘉義市立仁路103號1F
710 台南市永康區豐汗路61號
807 高雄市長沙路99-3號
970 花蓮縣花蓮市民族路139號0F-1

TEL: (02) 2600-6899
TEL: (03) 460-5236
TEL: (03) 658-0508
TEL: (04) 2355-2008
TEL: (05) 2238-001
TEL: (06) 242-5488
TEL: (07) 347-7776
TEL: (03) 836-0065

FAX: (02) 2600-0799
FAX: (03) 460-5314/460-5324
FAX: (03) 658-0509
FAX: (04) 2355-2006
FAX: (05) 2238-5119
FAX: (06) 242-5472 / (242-4310 只傳呼收)
FAX: (07) 347-1245/347-2234
FAX: (03) 836-0075