

高效率金屬移除劑

您還在煩惱該如何移除實驗所殘留的金屬離子嗎?
看過來~Silicycle 高品質的金屬移除劑輕鬆解決您的煩惱!

即日起至6月底前訂購可享9折優待~

SiliaMetS® 金屬移除劑的特性&優點


- 1.操作方便
- 2.不污染
- 3.可移除多種金屬催化劑
- 4.室溫即可使用
- 5.適用各種水溶液&有機溶劑PH2-12



加入適量的移除劑在溶液中攪拌後簡單過濾即可得到清澈solution

Product item	Silia MetS	Ag	Ca	Cd	Co	Cr	Cs	Cu	Fe	Hg	Ir	La	Li	Mg	Ni	Os	Pb	Pd (II)	Pd (0)	Pt	Rh (I)	Rh (II)	Rh (III)	Ru (III)	Sc	Sn	W	Zn
SY-R51030B	Thiol	★						☆		★	☆					★	☆	★	★		☆	☆	☆	★	☆	☆		
SY-R69530B	Thiourea	☆						☆	☆							☆		★	★		☆	☆	☆		☆	☆		
SY-R80530B	Cysteine		☆	★		☆	☆	☆	★		★	☆		☆		★		☆	☆	☆	☆	☆		★	★	★		☆
SY-R79030B	DMT			☆	☆			☆	☆		★				★	★		★	★	★	★	★	★	★	☆			☆
SY-R52030B	Amine			★	☆	★		☆	☆	☆							☆	☆		★	★	★					☆	☆
SY-R49030B	Diamine			☆	☆	★		☆	☆	☆					☆		☆	★	★	★				☆			☆	☆
SY-R48030B	Triamine				☆	★		☆	☆						☆		★	★	★	★				☆			☆	☆
SY-R79230B	Imidazole			★	★	☆		★	★						★	★		☆	☆		☆	☆					★	★
SY-R69030B	TAAcOH				★	☆	☆		☆						★	★		☆	☆		☆	☆			★	☆		
SY-R69230B	TAAcONa		★	★		☆	★	★	★		★	★	★	★	★	★		☆	☆		☆	☆	★	☆	★	★		☆

★ Preferred Scavengers / ☆ Scavenges



DM10404001



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線: (02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699
◆新竹 TEL:(03)658-0508
◆台中 TEL:(04)2355-2008
◆嘉義 TEL:(05)2238-001

FAX:(02)2600-0799
FAX:(03)658-0509
FAX:(04)2355-2006
FAX:(05)2233-519

◆台南 TEL:(06)249-5488
◆高雄 TEL:(07)347-7776
◆花蓮 TEL:(03)836-0065
FAX:(06)249-5499
FAX:(07)347-1245
FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

