

＝ HIGH QUALITY ＝ 無塵室專用耗材

★ 友和 ★



★ UNI-ONWARD ★

- ✓ 消毒劑
- ✓ 殺孢子劑
- ✓ 清潔劑
- ✓ 潤滑劑
- ✓ 無菌擦拭巾
- ✓ 無菌無塵衣
- ✓ 手套

消毒劑和殺孢子劑

Ready to use

低內毒素

無菌

DEC-AHOL®
HYPO-CHLOR®

採用 USP IPA 及 USP Water For Injection 配方

適用
ISO 5 Cleanroom (Grade A)

- ✓ BPR註冊
- ✓ 易撕的雙袋Double-bagged設計
- ✓ 完整的分析、輻射及無菌測試報告
- ✓ 附帶獨立標籤，註明批號及效期
- ✓ 低殘留
- ✓ 多數表面適用
- ✓ EPA認證
- ✓ 經過全面驗證確保無菌和保質期

★ Filled in ISO 5 (Grade A/B), filtered at 0.2 microns

品號	產品名稱	濃度	包裝	體積
VA-DECWFI-TR-16OZ	DEC-AHOL WFI Formula	70% USP IPA 30% USP WFI	Trigger Spray	473 ml
VA-DECWFI-TR-32OZ			Trigger Spray	946 ml
VA-DECWFI-TR-BB-16OZ			Bag in Bottle	473 ml
VA-DECWFI-TR-BB-32OZ			Bag in Bottle	946 ml
VA-DECWFI-SQ-16OZ			Squeeze Bottle	473 ml
VA-DECWFI-SP-B-1EA			Aerosol Inverta Spray	325 ml
VA-DECWFI-SP-1EA			Aerosol Spray/Mist	325 ml
VA-DECWFI-ST-1EA	HYPO-CHLOR 次氯酸鈉預混合溶液	5.25%	Aerosol Stream	325 ml
VA-SHC-16Z-5.25-16OZ			Trigger Spray	473 ml
VA-SHC-16Z-0.52-16OZ			Trigger Spray	473 ml
VA-SHC-16Z-0.25-16OZ			Trigger Spray	473 ml



鈉殘留物可用DEC-AHOL系列產品移除



Trigger Spray



Bag in Bottle



Squeeze Bottle



Aerosol

無菌擦拭巾

Ready to use

獨立包裝

無菌

擦拭巾是一種 100% 連續針織聚酯長絲，經過專門設計，具有出色的清潔性和吸水性。顆粒、殘留物和異物被有效地截留在材料的織帶中。針織結構和圖案的開發是為了確保最佳的產品完整性和清潔性能，同時提供高耐磨性和耐磨損性。擦拭巾切割後在 ISO class 4 環境下清洗以確保潔淨。

- ✓ 採用 70% USP IPA 及 30% WFI 配方
- ✓ 避免過度使用化學品並減少成本
- ✓ FocusEdge cutting technology
- ✓ 使用不透明、易撕型包裝
- ✓ 經過伽馬射線照射，符合 10^{-6} SAL 標準
- ✓ 根據目前的 USP 藥典做無菌測試
- ✓ 經過全面驗證確保無菌和保質期



 顆粒含量低

 棉絨含量低

 不脫落

★ Filled in ISO 5 (Grade A/B), filtered at 0.2 microns

品號	產品名稱	尺寸 (吋)	包裝	用途
VA-VEL6-12X12-S-2302	70% USP IPA 30% USP WFI (100% polyester)	12*12	100 包	各式表面清潔
VA-VEL6-18X18-S-2304		18*18		
VA-VEL6-6X6-S-2307		6*6		
VA-VEL13-9X9-S-3013-	WipeDown HC 乾擦拭布, (45% Cellulose and 55% Polyester)	9*9	400 包	清理表面溢出物、 IPA 擦拭以及清潔和 淨化表面
XG-IKIM-33330-1CS	KIMTECH PURE Class 4 無塵擦拭布	12*12	100pc/包	
XG-IKIM-06179-1CS	KIMTECH PURE Class 5 無塵擦拭布	9*9		
VA-SBW-12X12-S-2315	STEEL-BRIGHT Wipes, Saturated with Stainless Steel cleaner	12*12	100 包	去除不銹鋼表面上的 化學殘留物、斑 點和污漬，而不留 下粉狀殘留物
VA-DW100-12X12-S VA-DW100-12X12-S-231	DAS-WIPE 100 Saturated with DAS Stainless Steel Cleaner and lubricant	12*12	1pc 100 包	取代無菌製造場所 中使用的silicon, 亦 可清潔金屬或作為 潤滑劑

清潔劑、潤滑劑、緩衝劑


Ready to use

無菌

★ Filled in ISO 5 (Grade A/B), filtered at 0.2 microns

品號	產品名稱	包裝	體積	用途
VA-SSIL-02-8OZ VA-SSIL-02-1CS	STERI-SILICON 矽潤滑劑	Aerosol Spray	8 OZ*1 8 OZ*24	適合無菌區域中的機械潤滑
VA-SB-02-8OZ* VA-SB-02-1CS*	STEEL-BRIGHT 不鏽鋼拋光劑	Aerosol Spray	8 OZ*1 8 OZ*24	用於不鏽鋼設備的拋光與清潔，去除殘留物、斑點及污漬
VA-SPER-16Z-6-16OZ VA-SPER-16Z-6-E-1CS	STERI-PEROX 6% 過氧化氫預混合溶液6%	Trigger Spray	16 OZ*1 16 OZ*12	保持清潔的環境並減少暴露在 VOC 的風險
VA-SB100-99-1CS	Phosphate buffer solution 磷酸鹽緩衝溶液 pH 7.2 ± 0.2	Easy To Twist Cap	99 ml*72	緩衝劑或稀釋劑

* Filled in an ISO 7 Cleanroom



VA-SSIL-02-8OZ

SB100-90



SB-02



無塵衣、手套、腳踏墊



品號	產品名稱	尺寸	包裝
XG-IKIM-88801-1CS	無菌無塵衣	M	25 件
XG-IKIM-88802-1CS		L	25 件
XG-IKIM-88803-1CS		XL	25 件
XG-IKIM-88807-1CS	無菌無塵頭套		100 個
XG-IKIM-88808-1CS	無菌無塵靴套		100 雙
XG-IKIM-36077-1CS	無菌無塵袖套		100 雙
XG-LGLO-BPSL-L-1CS	BioClean™ 無菌無塵室乳膠手套 長12 吋	L (8.0-8.5)	200 雙 / 箱 (1 雙 / PE 袋* 10 / 包 * 20 / 箱)
XG-LGLO-BPSL-M-1CS		M (7.0-7.5)	
XG-LGLO-BPSL-S-1CS		S (6.0-6.5)	
UR-FSP-1CS	Clean Foot Sticky Pad 無塵腳踏黏墊	24"*36"	30張/PAK 10PAK/1CS

DM11306002



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699
◆新竹 TEL:(03)658-0508
◆台中 TEL:(04)2355-2008
◆嘉義 TEL:(05)277-2262

FAX:(02)2600-0799
FAX:(03)658-0509
FAX:(04)2355-2006
FAX:(05)277-2263

◆台南 TEL:(06)249-5488
◆高雄 TEL:(07)374-8686
◆花蓮 TEL:(03)836-0065
FAX:(06)249-5499
FAX:(07)374-8585
FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

