




# 友和 Uni-Onward

## 矽晶圓 Silicon Wafer




填問券就有機會獲得精美贈品一份! (活動期間:113/06/01 ~ 113/08/01)




Order Now!

Diameter	2"	4"	6"	8"
Grade	Prime/Test/Dummy			
Growth Method	CZ			
Orientation	$\langle 1,0,0 \rangle$ , $\langle 1,1,1 \rangle$ , $\langle 1,1,0 \rangle$			
Type/Dopant	P/Boron , N/Phos , N/As , N/Sb			
Thickness (um)	280	525	675	725
Resistivity	0.001~100 ohm-cm			
Surface Finished	P/E , P/P , E/E			
TTV (um)	Standard < 10-15 um, Maximum Capabilities < 5 um			
Bow/Warp (um)	Standard < 40 um, Maximum Capabilities < 20 um			

矽基板規格



訂購專線：  
(02)2600-0611






Line: @Uni888

## ▼推薦矽晶圓

其他規格歡迎洽詢!

產品名稱	品號	包裝
2" Silicon wafer 280+/-10 umT, P/B,<100>,R:1-10 ,SSP(單拋)	UR-WAF011-1EA	
4" Silicon wafer 525+/-25 umT, P/B, <100>, R:1-10, SSP(單拋)	UR-WAF006-1EA	
4" Silicon wafer 525+/-25 umT, P/B, <100>, R:1-10, DSP(雙拋)	UR-WAF009-1EA	25pcs
4" Silicon wafer 525+/-25 umT, P/B, <100>, R:0.001-0.005, SSP(單拋)	UR-WAF010-1EA	
8" Silicon wafer 725+/- 25umT, P-type, <100>, R:1-100, SSP(單拋)	UR-WAF012-1EA	

## ▼搭配耗材及化學品

產品名稱	品號	示意圖
鑽石筆 筆端60° 筆尖可伸縮 Wafer劃線用	XG-LPEN-1PS	
鑽石刀 刀頭為鑽石製, 可用於直線切割厚度 2~3mm的玻璃片	XG-LKNI001-1PC	
培養皿 Petri Dish (6 cm/ 9 cm/ 15 cm)	UUR-PD9-1BOX UR-PD15-1BOX R-PD6-1BOX	

產品名稱	品號	產品名稱	品號
IPA	<b>JT-9079-14</b> 2-Propanol, CMOS	AZ 400K	<b>UR-AZ400K-1GAL</b> AZ 400K Developer
HF	<b>UR-EC-8013-1BT</b> Hydrofluoric Acid, 49%	AZ P4620	<b>UR-AZ4620-1GAL</b> AZ P4620 Photoresist
Acetone	<b>UR-EC-8005-1GAL</b> Acetone, CMOS	AZ 300MIF	<b>UR-AZ300MIF-5L</b> AZ-300MIF Developer
BOE 6:1	<b>UR-BOE-1EA</b> Buffered Oxide Etch, 1EA (1GAL~3.78L)	AZ 5214E	<b>UR-AZ5214E-1QT</b> AZ 5214E Photoresist
TMAH 2.38%	<b>AF-44940-1L</b> Tetramethylammonium hydroxide, 2.38%, Electronic grade.	S1813	<b>UR-S1813-1GAL</b> S1813 Photoresist

DM11305008



友和貿易股份有限公司  
**UNI-ONWARD Corp.**  
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699 FAX:(02)2600-0799  
◆新竹 TEL:(03)658-0508 FAX:(03)658-0509  
◆台中 TEL:(04)2355-2008 FAX:(04)2355-2006  
◆嘉義 TEL:(05)277-2262 FAX:(05)277-2263

◆台南 TEL:(06)249-5488 FAX:(06)249-5499  
◆高雄 TEL:(07)374-8686 FAX:(07)374-8585  
◆花蓮 TEL:(03)836-0065 FAX:(03)836-0075  
www.uni-onward.com.tw

