

We are LGC – 英國LGC集團

(Laboratory of Government Chemist)



lgcstandards.com/AXIO

ISO/IEC 17043 | ISO/IEC 17025 | ISO 9001



QWAS

PT 能力測試

Proficiency Testing Scheme 2024

- ✓ Food & Feed 食品和飼料
- ✓ Beverage 飲料
- ✓ Water & Environment 水與環境
- ✓ Petroleum 石油
- ✓ Consumer Safety 消費者安全
- ✓ Clinical 臨床
- ✓ Forensic 法醫

Analyte 分析物	Assigned Value 指定度	Units 單位	Satisfactory range 滿意範圍 $ z \leq 2$	Number of data points 數據點數
----------------	-----------------------	-------------	--	-------------------------------

- 分析物: 分析物名稱
- 指定值: 能力驗證指定值，作為指示值
- 滿意範圍: 能力驗證中取得滿意點結果評價的結果的範圍，對應Z值範圍為 $-2 \leq Z \leq 2$
- 數據點數: 能力驗證數值的實驗數量

● 更多盲樣,能力測試,標準品訊息請洽友和



友和新品牌產品

微波消化管

DigiTUBEs

Disposable digestion tubes

DigiTUBE 是一次性消化管，適用於市售石墨消化塊系統。

DigiTUBE 採用 ICP-MS 級聚丙烯製造，並經過專門設計，具有平底，可與消化塊孔底部更直接接觸，從而實現更快的加熱時間和更高效的樣品溫度反應時間。每箱 **DigiTUBE** 都配有許多特定的校準證書，保證每個 **DigiTUBE** 的 A 級公差。

scpscience
an analytichem company



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611

◆台北 TEL:(02)2600-6699 FAX:(02)2600-0799
◆新竹 TEL:(03)658-0508 FAX:(03)658-0509
◆台中 TEL:(04)2355-2008 FAX:(04)2355-2006
◆嘉義 TEL:(05)277-2262 FAX:(05)277-2263

◆台南 TEL:(06)249-5488 FAX:(06)249-5499
◆高雄 TEL:(07)374-8686 FAX:(07)374-8585
◆花蓮 TEL:(03)836-0065 FAX:(03)836-0075
www.uni-onward.com.tw

