

Jet Biofil 細胞培養耗材夏日特惠

昱昌材料科技特選 JET BIOFIL 細胞培養耗材特惠~敬請把握今夏最強檔!

促銷期間: 112年6月15日~112年8月31日止, 詳洽各區業務代表。



細胞培養瓶 Culture Flasks

- ★ plasma處理使細胞更易貼附。
- ★ 瓶蓋使用0.22 um疏水性濾膜可讓氣體交換並防止汙染。
- ★另有25T、75T 實心瓶與透氣蓋可供通挑選。



規格	品號	包裝	特惠價
182T 600 ml	AGC-CF-600ML-VM-1CS	5個/袋 40個/箱	2,200



拋棄式移液管 Serological pipets

- ★ 5ml & 10ml 尖端一體成型出口設計, 單支滅菌包, 一箱200支。
- ★ 另有1ml 2ml 25ml 50ml 歡迎選購。



規格	品號	售價	合購10箱 特惠單價
5 ml	AGC-DSP-5ML-1CS	1,200	800
10 ml	AGC-DSP-10ML-1CS-A		



無菌過濾杯 Upper Filter Cup

- ★ 單獨滅菌包, 1箱24個。
- ★ 另有1箱12組含承接瓶可供選擇。



規格	品號	特惠價
PES 0.22um 250 ml	AGC-VC-PES22-250-1CS	2,600
★ PES 0.22um 500 ml	AGC-VC-PES22-500-1CS	2,900
PES 0.45um 500 ml	AGC-VC-PES45-500-1CS	3,000
PVDF 0.22um 500 ml	AGC-VC-PVD22-500-1CS	3,200



細胞培養皿 Culture Dishes

- ★ 60 mm & 100 mm 底盤外有凸起防滑好拿取設計。
- ★ 底部平整且經plasma處理, 讓細胞易於貼附生長。



規格	品號	包裝	特惠價
35 mm	AGC-CD-35MM-1CS	10片*96條	4,300
60 mm	AGC-CD-60MM-1CS	10片*60條	3,000
100 mm	AGC-CD-100MM-1CS	10片*30條	2,200
150 mm	AGC-CD-150MM-1CS-5EA	5片*20條	2,800



細胞培養盤 貼附型 Culture Plates

- ★ 單獨滅菌包, PS材質符合 USP CLASS VI 規格。
- ★ 另有小包裝50片裝可供出貨。



規格	品號	特惠價
6 孔盤	AGC-CP-6A-1CS	2,600
12 孔盤	AGC-CP-12A-1CS	2,800
24 孔盤	AGC-CP-24A-1CS	3,000
48 孔盤	AGC-CP-48A-1CS	3,000
96 孔盤	AGC-CP-96A-1CS	2,800
96 U型底	AGC-TCP012096-1CS	3,600



細胞培養盤 懸浮型 Culture Plates

- ★ 單獨滅菌包, PS材質符合 USP CLASS VI 規格。
- ★ 另有小包裝50片裝可供出貨。



規格	品號	特惠價
6 孔盤	AGC-CP-6S-1CS	2,400
12 孔盤	AGC-CP-12S-1CS	2,600
24 孔盤	AGC-CP-24S-1CS	2,800
48 孔盤	AGC-CP-48S-1CS	2,800
96 孔盤	AGC-CP-96S-1CS	2,600
96 U型底	AGC-TCP002096-1CS	3,400

DM11206004



昱昌材料科技股份有限公司
Flamegold Material Corporation

◆台北 TEL:(02)2600-8699
◆新竹 TEL:(03)658-0508
◆台中 TEL:(04)2355-2008
◆嘉義 TEL:(05)277-2262

FAX:(02)2600-0799
FAX:(03)658-0509
FAX:(04)2355-2006
FAX:(05)277-2263

◆台南 TEL:(06)249-5488
◆高雄 TEL:(07)374-8686
◆花蓮 TEL:(03)836-0065
FAX:(06)249-5499
FAX:(07)374-8585
FAX:(03)836-0075
—— 客服專線:(02)2600-0611 ——

